

IMPIANTO DI PROPRIETÀ <b>ENABLE srl</b>		inserto PERRFLO DROPS	
DIMENSIONI INSERTO STESO 155x360 mm	DIMENSIONI INSERTO PIEGATO 155x36 mm	CODICE INSERTO 300307	
NERO		carta usomano gr. 50/mq	22/02/2018

RETRO

# PERFLO<sup>®</sup>

## drops

**KROPLE OCZNE na bazie ekstraktu z Pachnotki zwyczajnej oraz kwasu hialuronowego 0,25%**

### CHARAKTERYSTYKA

Sterylnie krople oczne o działaniu ochronnym, antyoksydacyjnym, nawilżającym i natłuszczającym.

PERFLO DROPS<sup>®</sup> to produkt medyczny w postaci kropli ocznych, stanowiących roztwór lekko hipoosmolarny, trochę lepki, sterylny, o fizjologicznym pH, bez konserwantów, zawierający wyciąg z Pachnotki zwyczajnej oraz kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, zapakowany w jednorazowe minimsy 0,5 ml, o wysokiej biokompatybilności.

Ekstrakt pozyskany z liści oraz nasion Pachnotki zwyczajnej (*Perilla frutescens*) zawiera polifenole, które posiadają właściwości antyoksydacyjne i neutralizują wolne rodniki. Kwas hialuronowy jest substancją wiskoelastyczną; to polisacharyd o wysokiej biokompatybilności, wykazuje znakomite własności nawilżające i smarujące dla powierzchni oka.

### WSKAZANIA

Dzięki swojemu wyjątkowemu składowi ilościowo-jakościowemu, a w szczególności zawierającemu polifenole ekstraktowi z Pachnotki zwyczajnej, krople PERFLO DROPS<sup>®</sup> mają działanie antyoksydacyjne – zwalczają wolne rodniki (n.p. rodniki ponadtlenkowe) i powodują chelatację metali.

Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym swoich składników, krople oczne PERFLO DROPS<sup>®</sup> chronią oczy przed stresem oksydacyjnym, wywołanym przez niekorzystne czynniki środowiskowe (mechaniczne – wywołane przez noszenie soczewek kontaktowych, promienie słoneczne, palenie papierosów, kurz, klimatyzację, światło emitowane przez ekrany komputerów, itp.). Poza tym formuła kropli PERFLO DROPS<sup>®</sup> ma działanie odświeżające, nawilżające i smarujące.

Dzięki ściśle określonej, niewielkiej wiskotyczności preparat PERFLO DROPS<sup>®</sup> zyskał właściwości rozcieńczające, zwiększając tym samym wolumen płynnych łez. Dzięki temu i dzięki ruchom powiek, możliwe jest usuwanie ciał obcych, takich jak: alergeny, kurz, czy zągęszczony śluz.

Formuła zawarta w PERFLO DROPS<sup>®</sup> chroni tym samym tkanki oka, wspiera fizjologiczne mechanizmy antyoksydacyjne i uzupełnia warstwę wodną filmu łzowego, przez co podtrzymuje i/lub przywraca właściwe odżywienie nabłonka rogówki.

PERFLO DROPS<sup>®</sup> jest również wskazany w następujących przypadkach:

- Zwalczanie lub łagodzenie doraźnego odczucia podrażnienia oczu (zaczernienie, uczucie suchości) wywołanego czynnikami środowiskowymi, jak np. klimatyzacją, suchym i/lub gorącym powietrzem;
- łagodzenie objawów wywołanych zmęczeniem oczu, wywołanym np. długą jazdą samochodem, czytaniem, wpatrywaniem się w ekrany (komputera, telefonu), długotrwałym działaniem światła i/lub długotrwałym użytkowaniem soczewek kontaktowych;
- łagodzenie przemijających stanów suchości oka i eliminacja ewentualnych wydzielin występujących w przebiegu stanów zapalnych brzegów powiek;
- zapobieganie stanom alergicznego zapalenia spojówek.

Dla użytkowników soczewek kontaktowych: Zastosowanie kropli PERFLO DROPS<sup>®</sup> przed założeniem soczewek kontaktowych ułatwia ich aplikację i poprawia nawilżenie powierzchni oka. Zakroplenie dodatkowo po założeniu soczewek podnosi komfort ich użytkowania, przeciwdziała uczuciu suchości i innym możliwym komplikacjom.

Formuła PERFLO DROPS<sup>®</sup> jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania.

### SPOSÓB UŻYCIA:

- Otworzyć opakowanie ochronne z folii aluminiowej.
- Oddzielić jeden z minimsów (jednorazowych pojemniczków) z pięciopaku.
- Odkręcić zamknięcie minimsa.
- Delikatnie ścisnąć pojemniczek i zakroplic każde oko 2-3 kroplami.
- Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą zaaplikować 1-2 krople bezpośrednio na soczewkę, po czym niezwłocznie ją założyć.
- Po użyciu zamknąć minimsa (odwrotną stroną zamknięcia) i pozostałą zawartość zużyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.
- Przechowywać w opakowaniu ochronnym z folii aluminiowej aż do całkowitego zużycia.
- Produkt konfekcjonowany w jednorazowych pojemniczkach (minimsach).

### SKŁAD:

Ekstrakt z *Perilla frutescens* (o zawartości polifenoli > 2,5%) 0,1%, sól sodowa kwasu hialuronowego 0,25%, NaCl, bezwodny dwuzasadowy fosforan sodu, monohydrat jednozasadowego fosforanu sodu, woda oczyszczona q.s. do 100 ml.

### OPAKOWANIE:

Opakowanie składa się z dwóch woreczków aluminiowych, w każdym woreczku znajduje się 5 minimsów (jednorazowych pojemniczków) po 0,5 ml. Każdy z minimsów można po użyciu ponownie zamknąć.

### OSTRZEŻENIA:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego w okulistyce.
- Po otwarciu minimsa, należy ponownie go zamknąć z pomocą dostarczonej nakrętki, ale pozostałą zawartość należy zużyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.
- Nie używać produktu, jeśli aluminiowe opakowanie lub minims nosi ślady uszkodzenia.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Przed otwarciem butelki w celu zakroplenia oczu, zaleca się dokładne umycie rąk.
- Podczas zakraplania, nie dotykać oczu ani żadnych innych powierzchni końcówką dozownika.
- Nie należy używać preparatu, w przypadku alergii lub nietolerancji któregokolwiek z jego składników.
- W razie potrzeby należy skonsultować ze specjalistą zgodność kropli do oczu z używanymi soczewkami kontaktowymi.
- W przypadku wystąpienia problemów podczas użytkowania, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Aby zapobiec wytrącaniu się kwasu hialuronowego, wszelkie leki okulistyczne należy podawać w odstępie co najmniej 15 minut od wpuszczenia kropli do oczu, zwłaszcza, jeśli chodzi o produkty zawierające chlorek benzalkonium lub inne czwartorzędowe sole amonowe.
- Podawanie wszelkich leków okulistycznych w połączeniu z kroplami do oczu musi odbywać się pod nadzorem lekarza w celu oceny potencjalnych interakcji.
- Nie należy używać tego produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Zużyty pojemnik należy wyrzucić wyłącznie w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

**OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA:** 24 Miesiące

**PRODUCENT:** Enable Innovations s.r.l. - Via Claudio Tolomeo, 20/4 - 41012 - Carpi(MO)- Italia

**DYSTRYBUTOR:** Eye Pharma S.p.A. - Via Borghero, 9 - 16148 Genova(GE) - Italia

**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:** InView Medical Pl. Powstanców Śląskich 17A/222 53-329 Wrocław +48 71 787 75 43



Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2015

